

Irygator bezprzewodowy TEESA EASY CARE 2



teesa®

Marka:
Teesa

Kod produktu:
TSA8080


Kod EAN:
5901890111201

Opis



Bezprzewodowy irygator do zębów Teesa Easy Care

Nawet najdoskonalsza szczoteczka do zębów nie usunie wszystkich resztek pokarmowych, bakterii i kamienia nazębnego. Aby skuteczniej zadbać o higienę jamy ustnej, wypróbuj więc irygator do zębów Teesa Easy Care 2. Codzienne jego używanie zmniejszy ryzyko powstawania próchnicy oraz innych chorób zębów i dziąseł. Zadbaj o zdrowy i piękny uśmiech każdego dnia, ograniczając wizyty u dentysty.



Kompleksowa pielęgnacja

Plygator Teesa nie tylko dokładnie oczyszcza przestrzenie międzyzębowe, ale także dba o zdrowie dziąseł. Mechanizm jego działania sprawia, że delikatnie masuje dziąsta, unikając podrażnień, co jest jego zdecydowaną przewagą nad tradycyjnymi nićmi

dentystycznymi.

Cztery tryby pracy

Easy Care 2 oferuje cztery tryby pracy, które generują strumień wody pod różnym ciśnieniem. Tryb delikatny skutecznie usuwa resztki jedzenia i płytkę nazębną i jest idealny dla wrażliwych dziąseł. Zwykły to doskonały wybór na co dzień zapewniający optymalne czyszczenie. Z kolei tryb mocny usuwa uporczywe resztki i kamień, a pulsujący masuje dziąsta, poprawiając ich ukrwienie i zdrowie.






Irygator bezprzewodowy

W pełni naładowany irygator Teesa Easy Care 2 to gwarancja nieprzerwanego działania przez ok. 45 min. To przekłada się na wiele dni użytkowania bez potrzeby częstego ładowania. Będzie to zatem idealne urządzenie do codziennego użytku zarówno w domu, jak i w podróży.

Wymienne końcówki

W zestawie znajdziesz trzy różne końcówki, które umożliwiają dostosowanie irygatora do indywidualnych potrzeb. Uniwersalna końcówka zwykła nadaje się do codziennego czyszczenia. Końcówka delikatna jest przeznaczona dla osób z wrażliwymi dziąskami, zapewniając im łagodne, ale skuteczne czyszczenie. Z kolei końcówka ortodontyczna jest specjalnie zaprojektowana, by ułatwić czyszczenie wokół zamków i drutów w aparatach ortodontycznych.



Opis techniczny

Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych i dziąseł

Automatyczne wyłączenie po 2 minutach

4 Tryby pracy:

Delikatny (4,13 bar)

Zwykły (5,51 bar)

Mocny (6,89 bar)

Pulsujący (0-6,89 bar)

3 końcówki w zestawie: zwykła, delikatna, ortodontyczna

Moc: 12 W

Przepływ wody: 350 ml/min

Klasa odporności: IPX7

Poziom hałasu: <76 dB

Pojemność zbiornika na wodę: 350 ml

Czas działania: około 45 minut

Czas ładowania: około 5 godzin

Akumulator: 3,7 V / Litowo-jonowy / 1500 mAh

Ładowanie: 5 V / 1 A
Waga: 240 g
Wymiary: 84,8 x 59,8 x 224,5 mm (bez końcówki)
W zestawie: irygator, kabel USB, końcówki

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.33 Kg	9 cm x 25 cm x 6.5 cm
kart.	40 szt.	14 Kg	15 Kg	39 cm x 52 cm x 36 cm