

Rebel

ACTIVE


**MASSAGE
GUN**



**OWNER'S
MANUAL**

DE EN PL RO

model: RBA-6004



6



7



8



9



10



11



12



13

	DE	EN	PL	RO
1	Massagekopf (Austauschbar)	Massage head (replaceable)	Głowica masująca (wymierna)	Cap de masaj (înlocuibil)
2	USB-C Ladebuchse	USB-C charging port	Port Țădowania USB-C	Port de Țăncăre USB-C
3	Batterieanzeige	Battery indicator	Wskaźnik poziomu baterii	Indicator baterie
4	Taste Ein/ Aus/ Geschwindigkeit	ON/OFF button/ speed switch	Przycisk ON/OFF, zmiany prędkości	Buton de alimentare/ comutator de viteză
5	Geschwindigkeitsspiegel-Anzeige	Speed level indicator	Wskaźnik poziomu prędkości	Indicator de viteză
6	Ballkopf	Ball head	Okrągła	Cap bilă
7	Gabelkopf	Fork head	Widelki	Cap furcă
8	Kugelkopf	Bullet head	Pocisk	Cap tip glonț
9	Flacher Kopf	Flat head	Płaska	Cap plat
10	Schaufelkopf	Shovel head	Łopátka	Cap tip lopátă
11	Daumenkopf	Thumb head	Kciuk	Cap tip deget mare
12	Kammkopf	Comb head	Grzebień	Cap tip pieptene
13	Bogenkopf	Arc head	Łuk	Cap tip arc

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Um die Gefahr von Beschädigungen, Feuer, Stromschlag oder anderen Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung elektrischer Geräte, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, vor Beginn der Installation und Montage. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf für späteres Nachschlagen.
- Gerät nur für den Haushaltsgebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Lagerung".
- Schalten Sie das Gerät **IMMER** aus und trennen es von der Stromversorgung:
 - Wenn es nicht richtig funktioniert
 - Wenn ein seltenes Geräusch bei der Verwendung gibt
 - Vor der Reinigung
- Das Gerät kann von Kindern benutzt werden, die älter als 8 Jahre alt sind und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geleitet werden, die für ihre Sicherheit zuständig ist, in einer vorsichtigen Art und Weise und die alle Sicherheits-Vorkehrungen verstanden hat und befolgt wird. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder sollten nicht die Reinigung und Wartung des Gerätes ohne Aufsicht durchführen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät nicht weiter verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren, nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Produkt reparieren. Das Gerät hat keine vom Benutzer zu wartende Teile im Inneren. Im Falle einer Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
- Das Produkt nicht für andere Zwecke verwenden, als in dieser Bedienungsanleitung angegeben.
- Verwenden Sie nur autorisiertes Zubehör.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Mit diesem Gerät wird nicht empfohlen, die Haut direkt zu massieren, um mögliche Reizungen oder Beschwerden zu vermeiden. Massieren Sie den Körper über die Kleidung oder legen ein sauberes und trockenes Handtuch auf das Massageteil, drücken das Gerät leicht und bewegen es.

- Verwenden Sie das Gerät nur auf Weichgeweben mit einer Geschwindigkeitseinstellung und einem Druck, der keine Schmerzen oder Beschwerden verursacht.
- Langes Massieren desselben Körperteils führt zu blauen Flecken. Massieren Sie einen Teil Ihres Körpers nicht länger als 2 Minuten.
- Bitte halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom ausziehbaren Teil des Geräts fern, um ein Einklemmen zu vermeiden.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Massagekopf nicht blockiert ist.
- Bei längerem Dauerbetrieb kann die Oberflächentemperatur des Motors ansteigen. Bitte gehen Sie vorsichtig vor.
- Das Produkt **NICHT** fallen lassen oder darauf schlagen.
- Nicht im Gesicht, am Kopf oder in anderen knöchernen Bereichen des Körpers verwenden.
- Nicht direkt in die Wirbelsäule einmassieren.
- Nicht an Stellen verwenden, an denen Blutergüsse, Schmerzen oder Beschwerden auftreten.

VORSICHT. Verwenden Sie dieses Gerät nicht und wenden sich an Ihren Arzt, wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit, bestehender Erkrankungen oder Verletzungen haben.

8 AUSTAUSCHEN DER MASSAGEKÖPFE

Einsetzen der Massageköpfe: Drücken Sie den Massagekopf fest in den Anschlusspunkt. Stellen Sie sicher, dass es eingerastet ist. Entfernen Sie den Kopf, indem Sie ihn fest von der Pistole abziehen.

VORSICHT. Starten Sie das Gerät nicht ohne aufgesetzten Massagekopf.



BALLKOPF

Der Universal-Kopf kann für große Muskelgruppen wie Quads, Kniesehnen, Fallen und den oberen Rücken verwendet werden.



FLACHER KOPF

Verwenden Sie ihn zum Massieren großer Muskelgruppen wie Waden und Kniesehnen oder Gesäß.



GABELKOPF

Zum Massieren kleinerer und schlanker Muskelregionen wie Achillessehne oder entlang der Wirbelsäule.



KUGELKOPF

Präziserer Kopf kann für tiefe Gewebe und Gelenke, Handflächen und Füße verwendet werden.



SCHAUFELKOPF

Dichte Muskelgruppen und Bänder.



KAMMKOPF

Fingergelenk simulieren.



DAUMENKOPF

Handflächen, Fußsohlen und andere Akupunkturpunkte.



BOGENKOPF

Geeignet für Arme, Hüften, Oberschenkel, Waden und andere große Muskelgruppen.

EIN-/AUSSCHALTEN

Taste Ein/Aus für 3 Sekunden drücken und halten um das Gerät einzuschalten. Batterie- und Modusanzeigen leuchten auf.

Es gibt vier LED Batterieanzeigen:

- Vier LEDs leuchten – 100%
- Drei LEDs leuchten – 75%
- Zwei LEDs leuchten – 50%
- Eine LED leuchten – 25% (Wenn blinkt, Gerät sofort aufladen.)

AUSWAHL DER GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG

Drücken Sie wiederholt die Taste Ein/Aus um zwischen den vier verfügbaren Geschwindigkeitsstufen umzuschalten.

Anzahl der LEDs	Modus
Eine LED leuchtet	Erster Geschwindigkeitsmodus
Zwei LEDs leuchten	Zweiter Geschwindigkeitsmodus
Drei LEDs leuchten	Dritter Geschwindigkeitsmodus
Vier LEDs leuchten	Vierter Geschwindigkeitsmodus
Fünf LEDs leuchten	Fünfter Geschwindigkeitsmodus
Fünf LEDs blinken abwechselnd	Geschwindigkeit wird automatisch eingestellt gemäß dem Druck des Benutzers

Hinweise: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es 10 Minuten lang ununterbrochen arbeitet. Es wird empfohlen, das Gerät nach einer kurzen Pause weiter zu benutzen.

SPERRFUNKTION

Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie den Kopf fest mit einer Hand und halten ihn etwa 5 Sekunden lang in dieser Position, um das Gerät zu sperren. Der Motor hört auf zu arbeiten, das Gerät wechselt in den Bereitschafts-Modus (LED Batterie- und Modusanzeigen leuchten). Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie die Taste EIN/AUS. Nach 5 Minuten im Bereitschafts-Modus schaltet sich das Gerät automatisch aus.

TIMER

Das Gerät kann 10 Minuten lang ununterbrochen betrieben werden, unabhängig davon, ob es im Betrieb oder im Bereitschafts-Modus ist. Nach der Sperrung des Gerätes beträgt die Bereitschafts-Zeit maximal 5 Minuten.

Beispiel:

Wenn das Gerät 6 Minuten lang läuft, verkürzt sich die Bereitschafts-Zeit auf 4 Minuten, was insgesamt eine Betriebszeit von 10 Minuten ergibt.

Wenn das Gerät 7 Minuten lang läuft, verkürzt sich die Bereitschafts-Zeit auf 3 Minuten, was insgesamt 10 Minuten Betriebszeit usw. ergibt.

Wenn das Gerät bis zu 5 Minuten läuft, beträgt die Bereitschafts-Zeit immer 5 Minuten.

Beispiel:

Wenn das Gerät 3 Minuten lang arbeitet, beträgt die Bereitschafts-Zeit 5 Minuten.

Wenn das Gerät 4 Minuten arbeitet, beträgt die Bereitschafts-Zeit 5 Minuten usw.

AUFLADEN

Verbinden Sie den USB-C Stecker des mitgelieferten Kabels mit der USB C Buchse des Geräts. Verbinden Sie den anderen Stecker mit dem Netzgerät und dann mit der Steckdose. Während des Ladevorgangs blinkt die LED Anzeige.

Wenn:

- Eine LED leuchtet – die Batterie ist 25% aufgeladen
- Zwei LED leuchten – die Batterie ist 50% aufgeladen
- Drei LED leuchten – die Batterie ist 75% aufgeladen
- Vier LED leuchten – die Batterie ist 100% aufgeladen

Bitte denken Sie daran, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, wenn die Batterie vollständig geladen ist (vier LED leuchten).

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen trockenen Tuch.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort.

TECHNISCHE DATEN

6 Geschwindigkeitseinstellungen
LED Batterie- und Modusanzeige
10-minütige automatische Abschaltung
Kompaktes und ergonomisches Design
Leiser Betrieb

Technische Daten

Leistung: 60 W
Geschwindigkeit: 1800 - 3000 U/min (30 - 50 Hz)
Betriebszeit: bis zu 4 Stunden (je nach Einstellung)
Ladezeit: bis zu 3,5 Stunden
Amplitude: bis 6 mm
Geräuschpegel: 50 dB
Material: PC + ABS
Batterie: 1800 mAh
Stromversorgung: 5 V / 2 A
Im Set: 8 Massageköpfe, USB-C Ladekabel



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to reduce the injuries or damages, follow basic safety precautions applied when using any electrical device, including the following:

- Read the entire instruction manual before you start installation and assembly and keep it for future reference.
- Appliance for household use only.
- Clean and store this device in accordance to instructions listed in Cleaning and storage section.
- ALWAYS turn off the device and disconnect it from the mains supply:
 - if it's not operating correctly
 - if there's an uncommon voice when using
 - before cleaning
- This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner for all the safety precautions being understood and followed. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.
- Keep the device out of the reach of children.
- Do not use the device if it does not work correctly. Do not attempt to repair this device yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device. The device has no user serviceable parts inside. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
- Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
- Use only authorized accessories.
- Do not operate the appliance with wet or moist hands.
- Do not leave the appliance unattended when it's working.
- This device is not recommended to directly massage the skin to avoid possible irritation or discomfort. Massage body over clothing or place a clean and dry towel on massage part, gently press and move the appliance.
- Use the device only on soft tissues with speed setting and amount of pressure that does not produce pain or discomfort.
- Massaging the same part of body for a long time will cause bruises. Do not massage one part of your body for more than 2 minutes.
- Please keep your fingers, hair or any other body parts away from the extendable part of the device to prevent pinching.

- Before switching on, make sure massage head is not blocked.
- Prolonged continuous operation may cause the motor surface temperature to rise. Please operate carefully.
- DO NOT drop or strike the product.
- Do not use on face, head or any bony area of the body.
- Do not massage directly into the spine.
- Do not use on areas where there is bruising, pain or any discomfort.

CAUTION. Do not use this device or consult your physician if you have any concerns about your health, existing medical conditions or injuries.

8 REPLACEABLE MASSAGE HEADS

Massage head installation: Push the massage head firmly into the connection point. Make sure it has locked in place. Remove head by firmly pulling it off the gun.

CAUTION. Do not start the device without massage head in place.



BALL HEAD

Most universal head can be used for large muscle groups such as quads, hamstrings, traps and upper back.



FLAT HEAD

Use it for massaging large muscle groups such as calves and hamstrings or buttocks.



FORK HEAD

Use it for massaging smaller and slimmer muscle regions such as the Achilles or along the spine.



BULLET HEAD

More precise head can be used for deep tissues and joints, palms and feet.



SHOVEL HEAD

Dense muscle groups and ligaments.



COMB HEAD

Simulate finger joint.



THUMB HEAD

Palms, sole and other acupoints.



ARC HEAD

Suitable for arms, hips, thighs, calves and other large muscle groups.

POWER ON/OFF

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the device. Speed level and battery indicators light up. There are four LED battery indicators:

- Four LEDs are on – 100%
- Three LEDs are on – 75%
- Two LEDs are on – 50%
- One LED is on – 25% (When flashing, immediately charge the device.)

SELECT SPEED SETTING

Keep pressing the ON/OFF button to switch between four available speed levels:

Number of LEDs	Mode
One LED is on	First speed mode
Two LEDs are on	Second speed mode
Three LEDs are on	Third speed mode
Four LEDs are on	Fourth speed mode
Five LEDs are on	Fifth speed mode
Five LEDs flash alternately	Speed is set automatically according to the user's pressure

Note: The appliance will shut down automatically when it works continuously for 10 minutes. It is recommended to use the appliance after a short rest.

BLOCKING FUNCTION

When the device is operating, press the head firmly with one hand and keep it in that position for about 5 seconds to block the device - motor stops working, the device enters standby mode (LED battery and mode indicators are on). To resume operation, press the ON/OFF button. After 5 minutes in standby mode, the device automatically turns off.

TIMER

The device can operate continuously for 10 minutes, no matter if it is working or in standby mode. After the device has been blocked, it enters standby mode for maximally 5 minutes.

Example:

If the device works for 6 minutes, standby time reduces to 4 minutes what in total gives 10 minutes of operation time.

If the device works for 7 minutes, standby time reduces to 3 minutes what in total gives 10 minutes of operation time etc.

If the device operates up to 5 minutes, standby time is always 5 minutes.

Example:

If the device works for 3 minutes, standby time is 5 minutes.

If the device works for 4 minutes, standby time is 5 minutes etc.

CHARGING

Connect USB-C plug of the included cable to the USB-C port of the device. Connect the other plug to the AC adapter and then to the wall outlet. During charging LED light flashes. When:

- One LED is on – the battery is charged in 25%
- Two LEDs are on – the battery is charged in 50%
- Three LEDs are on – the battery is charged in 75%
- Four LEDs are on – the battery is charged in 100%

Please remember to disconnect the device from the power supply when the battery is fully charged (four LED lights are on).

CLEANING AND STORAGE

- Clean the product with a soft dry cloth.
- Store the product in a dry and cool place.

SPECIFICATION

6 speed settings
LED battery and mode indicator
10-minute auto shutdown
Compact and ergonomic design
Quiet operation

Technical data

Power: 60 W
Speed: 1800 - 3000 spm (30 - 50 Hz)
Operation time: up to 4 hours (depending on setting)
Charging time: up to 3,5hours
Amplitude: up to 6 mm
Noise level: 50 dB
Material: PC + ABS
Battery: 18000 mAh
Power supply: 5 V / 2 A
In set: 8 massage heads, USB-C charging cable



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, nawet w przypadku wcześniejszego używania podobnego sprzętu.
- Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie należy czyścić i przechowywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji "Czyszczenie i przechowywanie".
- Należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania:
 - gdy urządzenie nie działa poprawnie,
 - jeśli odgłosy pracy urządzenia nie są standardowe lub świadczą o anomalii,
 - przed czyszczeniem.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa poprawnie. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Tylko osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
- Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w czasie pracy bez nadzoru.
- Nie należy używać urządzenia bezpośrednio na skórze. Na masowanym obszarze ciała powinno znajdować się ubranie lub czysty i suchy ręcznik; należy delikatnie przyłożyć urządzenie i przesuwać nim po ciele.

- Urządzenie do stosowania wyłącznie na tkankach miękkich przy ustawieniu prędkości oraz sile nacisku niepowodującej bólu ani dyskomfortu.
- Używanie urządzenia na jednym obszarze ciała przez dłuższy czas może doprowadzić do powstania siniaków. Nie należy masować jednej części ciała dłużej niż 2 minuty.
- Należy trzymać palce, włosy oraz inne części ciała z dala od uchwytu głowicy masującej, aby uniknąć przytrzaśnięcia.
- Przed włączeniem urządzenia, należy upewnić się, że głowica masująca nie jest zablokowana.
- Korzystanie z urządzenia przez dłuższy czas bez przerwy może doprowadzić do nagrzewania się powierzchni urządzenia. Należy zachować ostrożność.
- Należy chronić urządzenie przed upadkiem.
- Nie należy używać urządzenia do masowania twarzy, głowy lub kości.
- Nie należy bezpośrednio masować kręgosłupa.
- Nie należy używać na obolałych partiach ciała, w miejscu siniaków lub odczuwania dyskomfortu.

UWAGA. Nie należy korzystać z urządzenia lub skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania jakichkolwiek obaw dotyczących zdrowia, w przypadku istniejących schorzeń lub urazów.

8 WYMIENNYCH GŁOWIC MASUJĄCYCH

Instalacja głowicy masującej: Należy umieścić głowicę masującą w uchwycie pistoletu i mocno wcisnąć. Należy upewnić się, że została zablokowana w miejscu. Należy mocno pociągnąć za głowicę masującą, aby odłączyć ją od urządzenia.

UWAGA. Nie należy włączać urządzenia, jeśli głowica nie jest zainstalowana.

OKRĄGŁA



Najbardziej uniwersalna głowica, przeznaczona do masażu dużych grup mięśniowych, np. przednich i tylnych mięśni uda oraz górnej części pleców.

PŁASKA



Głowica przeznaczona do masażu dużych grup mięśniowych takich jak łydki, uda lub pośladki.

WIDELKI



Głowica przeznaczona do masażu mniejszych i węższych mięśni, takich jak ścięgno Achillesa lub wzdłuż kręgosłupa.

POCISK



Jest to najbardziej precyzyjna z głowic, przeznaczona do masażu tkanek głębokich, dłoni oraz stóp.

ŁOPATKA



Przeznaczona do masażu szerokich partii mięśni np. klatki piersiowej.

GRZEBIEŃ



Przeznaczona do m.in. masażu stawów palców.

KCIUK



Przeznaczona do masażu dłoni, podeszwy stopy oraz innych punktów akupunkturowych.

ŁUK



Przeznaczona do masażu ramion, bioder, ud, łydek i innych większych partii mięśni.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Należy nacisnąć i przytrzymać włącznik przez około 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Wskaźniki LED poziomu prędkości oraz baterii zapalają się. Urządzenie posiada cztery wskaźniki poziomu naładowania baterii:

- Świecą się cztery wskaźniki - bateria naładowana w 100%
- Świecą się trzy wskaźniki - bateria naładowana w 75%
- Świecą się dwa wskaźniki - bateria naładowana w 50%
- Świeci się jeden wskaźnik - bateria naładowana w 25% (gdy jeden wskaźnik miga, należy natychmiast naładować baterię.)

WYBÓR POZIOMU PRĘDKOŚCI

Należy naciskać włącznik, aby przełączać pomiędzy czterema poziomami prędkości:

Liczba wskaźników	Tryb
Świeci się jeden wskaźnik	Pierwszy poziom prędkości
Świecą się dwa wskaźniki	Drugi poziom prędkości
Świecą się trzy wskaźniki	Trzeci poziom prędkości
Świecą się cztery wskaźniki	Czwarty poziom prędkości
Świeci się pięć wskaźników	Piąty poziom prędkości
Pięć wskaźników miga naprzemiennie	Prędkość ustawiana jest automatycznie w zależności od nacisku głowicy na skórę

Uwagi: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach ciągłej pracy. Zalecane jest ponowne uruchomienie urządzenia po krótkiej przerwie.

FUNKCJA BLOKADY

Gdy urządzenie pracuje, należy mocno wcisnąć głowicę i trzymać ją w tej pozycji przez około 5 sekund, aż zablokuje się w miejscu. Urządzenie przestanie pracować i przejdzie w tryb czuwania (wskaźniki LED poziomu baterii oraz ustawienia prędkości nadal widnieją na wyświetlaczu). Aby wznowić pracę, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Po 5 minutach w trybie czuwania, urządzenie automatycznie się wyłączy.

TIMER

Urządzenie może pracować ciągle maksymalnie 10 minut, niezależnie od tego czy znajduje się w trybie pracy czy w trybie czuwania. Po zablokowaniu urządzenia, czas w trybie czuwania wynosi maksymalnie 5 minut.

Przykład:

Jeśli urządzenie pracuje przez 6 minut, czas czuwania skraca się do 4 minut, co łącznie daje 10 minutowy czas pracy.

Jeśli urządzenie pracuje przez 7 minut, czas czuwania skraca się do 3 minut, co łącznie daje 10 minutowy czas pracy itd.

Natomiast jeśli urządzenie pracuje do 5 minut, czas czuwania wynosi niezmiennie 5 minut.

Przykład:

Jeśli urządzenie pracuje przez 3 minuty, czas czuwania wynosi 5 minut.

Jeśli urządzenie pracuje przez 4 minuty, czas czuwania wynosi 5 minut itd.

ŁADOWANIE

Należy podłączyć wtyk USB-C załączonego kabla ładującego do urządzenia. Następnie podłączyć drugi wtyk do ładowarki sieciowej i do gniazda zasilania sieciowego.

Podczas ładowania wskaźnik miga. Gdy:

- Świeci się jeden wskaźnik - bateria jest naładowana w 25%
- Dwa wskaźniki świecą się - bateria jest naładowana w 50%
- Trzy wskaźniki świecą się - bateria jest naładowana w 75%
- Cztery wskaźniki świecą się - bateria jest naładowana w 100%

Należy odłączyć urządzenie od zasilania gdy bateria zostanie w pełni naładowana (cztery wskaźniki świecą się).

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Urządzenie należy czyścić za pomocą miękkiej i suchej ściereczki.
- Należy przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu.

SPECYFIKACJA

6 ustawienia prędkości

Wskaźnik LED poziomu baterii i trybu

Automatyczne wyłączenie po 10 min pracy

Kompaktowy i ergonomiczny design

Cicha praca

Dane techniczne

Moc: 60 W

Prędkość: 1800 - 3000 uderzeń/minutę (30 - 50 Hz)

Czas pracy: do 4 godzin (w zależności od ustawienia)

Czas ładowania: do 3,5 godzin

Amplituda skoku głowicy: do 6 mm

Poziom głośności: 50 dB

Materiał: PC + ABS

Akumulator: 1800 mAh

Zasilanie: 5 V / 2 A

W zestawie: 8 głowic masujących, kabel USB-C



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a reduce accidentările sau deteriorările, respectați măsurile de siguranță de bază aplicate atunci când utilizați orice dispozitiv electric, inclusiv următoarele:

- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe instalarea și asamblarea aparatului și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
- Aparatul este doar pentru uz casnic.
- Curățați și depozitați acest dispozitiv în conformitate cu instrucțiunile enumerate în secțiunea Curățare și depozitare.
- Oprii ÎNTOTDEAUNA dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare:
 - dacă nu funcționează normal
 - dacă se aude un zgomot neobișnuit când funcționează
 - înainte de curățare
- Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu se înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați dispozitivul dacă nu funcționează normal. Nu încercați să reparați singur produsul. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații. Dispozitivul nu are componente care pot fi reparate de către utilizator.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele indicate în acest manual de utilizare.
- Utilizați doar accesoriile autorizate.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Nu este recomandat să masați cu acest dispozitiv direct pe piele pentru a evita posibilele iritații sau disconfort. Masați corpul peste îmbrăcăminte sau așezați un prosop curat și uscat pe partea pe care doriți să masați, apăsați ușor și mutați aparatul.
- Utilizați dispozitivul doar pe țesuturile moi cu reglaj de viteză și o presiune care nu produc durere sau disconfort.
- Masarea aceleiași părți ale corpului pentru o perioadă mai lungă de timp va provoca vânătași. Nu masați aceeași parte a corpului mai mult de 4 minute.

- Vă rugăm să vă țineți degetele, părul sau orice alte părți ale corpului departe de partea extensibilă a dispozitivului pentru a preveni ciupirea.
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că nu este blocat capul de masaj.
- Funcționarea continuă prelungită poate determina creșterea temperaturii suprafeței motorului. Vă rugăm să-l utilizați cu atenție.
- NU scăpați / loviți produsul.
- Nu utilizați pe față, cap sau orice zonă osoasă a corpului.
- Nu masați direct pe coloana vertebrală.
- Nu utilizați pe zonele în care există vânătași, dureri sau disconfort.

ATENȚIE: Nu utilizați acest dispozitiv sau consultați medicul dacă aveți îngrijorări cu privire la sănătatea dumneavoastră, afecțiuni medicale existente sau leziuni.

8 CAPURI DE MASAJ ÎNLOCUIBILE

Instalarea capului de masaj: Împingeți capul de masaj ferm în punctul de conectare. Asigurați-vă că a fost blocat la locul său. Scoateți capul de masaj trăgând ferm de acesta.

ATENȚIE: Nu porniți dispozitivul dacă nu are capul de masaj asamblat.



CAP BILĂ

Cel mai universal cap poate fi utilizat pentru grupe musculare mari, cum ar fi: cvadriceps, tendoane, trapezoidal și partea de sus a spatelui.



CAP PLAT

Utilizați-l pentru masarea unor grupe musculare mari, cum ar fi: gambe, tendoane sau fese.



CAP FURCĂ

Utilizați-l pentru masarea regiunilor musculare mai mici și mai subțiri, cum ar fi: călcâiul lui Ahile sau de-a lungul coloanei vertebrale.



CAP TIP GLONȚ

Cap precis care poate fi utilizat pentru țesuturi și articulații profunde, palme și picioare.



CAP TIP LOPATĂ

Grupuri musculare și ligamente dense.



CAP TIP PIEPTENE

Simulați articulația degetelor.



CAP TIP DEGET MARE

Palme, talpă și alte acupuncte.



CAP TIP ARC

Potrivit pentru brațe, solduri, coapse, gambe și alte grupe mari de mușchi.

PORNIRE/OPRIRE

Apăsăți și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Indicatorii de setare a vitezei și bateriei se aprind.

Există patru indicatori LED pentru baterie:

- Patru LED-uri aprinse – 100%
- Trei LED-uri aprinse – 75%
- Două LED-uri aprinse – 50%
- Unu LED-uri aprinse – 25% (Când pâlpâie, încărcați imediat dispozitivul.)

SETARE SELECTARE VITEZĂ

Apăsăți continuu butonul de alimentare pentru a comuta între cele patru niveluri de viteză disponibile:

Numărul de LED-uri	Mod
Un LED aprins	Primul mod de viteză
Două LED-uri aprinse	Al doilea mod de viteză
Trei LED-uri aprinse	Al treilea mod de viteză
Patru LED-uri aprinse	Al patrulea mod de viteză
Cinci LED-uri aprinse	Al cincilea mod de viteză
Cinci LED-uri pâlpâie alternativ	Viteza este setată automat în funcție de presiunea utilizatorului

Note: Aparatul se va opri automat după funcționarea continuă timp de 10 minute. Se recomandă utilizarea aparatului după un scurt repaus.

FUNCȚIA DE BLOCARE

Când dispozitivul funcționează, apăsați ferm capul cu o mână, și mențineți-l în acea poziție aproximativ 5 secunde pentru a bloca dispozitivul – motorul nu mai funcționează, dispozitivul intră în modul de așteptare (LED-ul bateriei și indicatorii de mod sunt aprinși). Pentru a relua funcționarea, apăsați butonul ON/OFF. După 5 minute în modul de așteptare, dispozitivul se oprește automat.

TEMPORIZATOR

Dispozitivul poate funcționa continuu timp de 10 minute, indiferent dacă funcționează sau este în modul de așteptare. După ce dispozitivul a fost blocat, timpul de așteptare este de maximum 5 minute.

Exemplu:

Dacă dispozitivul funcționează timp de 6 minute, timpul de așteptare se reduce la 4 minute ceea ce în total oferă 10 minute de timp de funcționare.

Dacă dispozitivul funcționează timp de 7 minute, timpul de așteptare se reduce la 3 minute ceea ce în total oferă 10 minute de timp de funcționare etc.

Dacă dispozitivul funcționează până la 5 minute, timpul de așteptare este întotdeauna de 5 minute.

Exemplu:

Dacă dispozitivul funcționează timp de 3 minute, timpul de așteptare este de 5 minute.

Dacă dispozitivul funcționează timp de 4 minute, timpul de așteptare este de 5 minute etc

ÎNCĂRCARE

Conectați mufa USB-C a cablului inclus la port-ul USB-C al dispozitivului. Conectați cealaltă mufă la adaptorul AC și apoi la priza de perete. În timpul încărcării, LED-ul luminează intermitent.

Când:

- Un LED este aprins – bateria este încărcată 25%
- Două LED-uri sunt aprinse – bateria este încărcată 50%
- Trei LED-uri sunt aprinse – bateria este încărcată 75%
- Patru LED-uri sunt aprinse – bateria este încărcată 100%

Vă rugăm să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când bateria este complet încărcată (patru LED-uri sunt aprinse).

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Curățați produsul cu un material textil moale și uscat.
- Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros.

SPECIFICAȚII

6 setări de viteză

Baterie LED și indicator de mod

Oprire automată după 10 minute

Design compact și ergonomic

Funcționare silențioasă

Date tehnice

Putere: 60 W

Vieze: 1800 - 3000 spm (30 - 50 Hz)

Timp de funcționare: până la 4 ore (în funcție de setare)

Timp de încărcare: până la 3,5 ore

Amplitudinea cursei capului de masaj: până la 6 mm

Nivel de zgomot: 50 dB

Material: PC + ABS

Baterie: 1800 mAh

Alimentare: 5 V / 2 A

Setul include: 8 capete de masaj, cablu de încărcare USB-C



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduurii provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduurii din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduurii și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduurii de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi alături de alte deșeurii. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rebel
ACTIVE

www.rebelelectro.com